



Tubes élastiques de musculation avec poignées en PVC THERABAND®

Réf : 7500045

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
	Extrêmement Élevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%
	Élevée	7.5 lbs 3.3 kg	25%
	Extra Forte	5.9 lbs 2.6 kg	25%
	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
	Faible	2.9 lbs 1.3 kg	25%
	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—

Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation sont équipés de poignées en PVC. Avec un packaging pour la vente en détails. Instructions incluses.

Ces tubes élastiques de musculation sont disponibles en 6 niveaux de résistance, ils sont donc utilisables par les débutants comme les plus sportifs.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée. Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN 0087453217056

TVA 20 %

Résist.	Noir - Extrêmement forte
Long.	127 cm
Couleur	Noir