



Tubes élastiques de musculation en boucle avec support rembourré THERABAND®

Réf : 7500024

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Niveau	Résistance	Allongement 100%	Augmentation de la résistance
Orange	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%	
Argent	Entraînement Elevé	10.2 lbs 4.6 kg	40%	
Noir	Elevé	7.5 lbs 3.3 kg	25%	
Bleu	Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	25%	
Vert	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%	
Rouge	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%	
Jaune	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%	
Orange clair	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—	

Description du produit

Ces tubes élastiques de fitness sont équipés de manchons rembourrés qui permettent d'améliorer la prise en main et d'apporter un support idéal pour la rééducation ou la pratique sportive.

Ces tubes élastiques de musculation THERABAND sont livrés avec un packaging pour la vente en détail. Instructions incluses.

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453214314
TVA	20 %
Niveau	Débutant - Intermédiaire
Couleur	Rouge