



## Tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse THERABAND®

Réf : 7500053

Marque : THERABAND®

### Système de Trusted Progression™

| Couleur            | Résistance       | Élongement 100% | Augmentation de la résistance |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| Maximale           | 142 lbs<br>65 kg | 40%             | 40%                           |
| Entraînement Élevé | 102 lbs<br>46 kg | 40%             | 40%                           |
| Élevé              | 73 lbs<br>33 kg  | 25%             | 25%                           |
| Extra Forte        | 58 lbs<br>26 kg  | 25%             | 25%                           |
| Forte              | 43 lbs<br>21 kg  | 25%             | 25%                           |
| Moyenne            | 27 lbs<br>12 kg  | 25%             | 25%                           |
| Faible             | 9 lbs<br>4 kg    | 25%             | 25%                           |
| Extra faible       | 2.4 lbs<br>1 kg  | —               | —                             |

## Description du produit

Solution prête à l'emploi, ces tubes élastiques de musculation avec poignées en mousse apportent un grand confort dès leur prise en main.

Ces élastiques de fitness sont disponibles avec un Retail Pack. Instructions incluses.

### Caractéristiques de ces tubes élastiques de musculation THERABAND:

- Poignées mousse pour une prise en main confortable
- 6 niveaux de résistance

Attention : Ces produits contiennent du caoutchouc naturel (latex) pouvant provoquer des réactions allergiques.

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

|         |  |
|---------|--|
| EAN     | 0087453217315                              |
| TVA     | 20 %                                       |
| Modèle  | Avec retail Pack - Jaune - Faible - 122 cm |
| Couleur | Jaune                                      |
| Résist. | Faible                                     |
| Long.   | 122 cm                                     |