



Genouillère en néoprène - Vulkan®

Réf : 091567536

Marque : Vulkan



Description du produit

La conception en 3 pièces profilées offre un ajustement confortable à cette genouillère. C'est un équipement idéal pour les blessures mineures aux tendons et aux ligaments, pour les entorses et les torsions.

Cette version est en néoprène et est disponible en 3 mm ou 5 mm d'épaisseur pour un soutien ferme du genou.

Disponible en différentes tailles :

- XS (26-30 cm)
- S (30-35 cm)
- M (35-40 cm)
- L (40-45 cm)
- XL (45-50 cm)

Spécificités techniques

TVA

20 %

Taille	XL (Tour de genou de 45 - 50 cm)
Ép.	5 mm