

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)



Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®

Réf : 7500035

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	14.2 lbs 6.5 kg	40%
Entraînement Élevé	10.2 lbs 4.6 kg	10.2 lbs 4.6 kg	40%
Élevé	7.3 lbs 3.3 kg	7.3 lbs 3.3 kg	20%
Extra Forte	5.8 lbs 2.6 kg	5.8 lbs 2.6 kg	20%
Forte	4.6 lbs 2.1 kg	4.6 lbs 2.1 kg	20%
Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	3.7 lbs 1.7 kg	20%
Faible	3 lbs 1.3 kg	3 lbs 1.3 kg	20%
Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	2.4 lbs 1.1 kg	---

Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

TVA	20 %
Taille	45,5 cm
Résistance à l'étirement	Moyenne
Couleur	Rouge
Condit.	Vendu par paire