

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)

Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®



Réf : 7500039

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

| Couleur | Résistance | Élongement 100% | Augmentation de la résistance |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Maximale | 14,2 lbs 6,5 kg | 14,2 lbs 6,5 kg | 40% |
| Entraînement Élevé | 10,2 lbs 4,6 kg | 10,2 lbs 4,6 kg | 40% |
| Élevé | 7,3 lbs 3,3 kg | 7,3 lbs 3,3 kg | 20% |
| Extra Forte | 5,9 lbs 2,6 kg | 5,9 lbs 2,6 kg | 20% |
| Forte | 4,6 lbs 2,1 kg | 4,6 lbs 2,1 kg | 20% |
| Moyenne | 3,7 lbs 1,7 kg | 3,7 lbs 1,7 kg | 20% |
| Faible | 3 lbs 1,3 kg | 3 lbs 1,3 kg | 20% |
| Extra faible | 2,4 lbs 1,1 kg | 2,4 lbs 1,1 kg | --- |

Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

| | |
|--------------------------|-----------------|
| EAN | 0087453216516 |
| TVA | 20 % |
| Taille | 45,5 cm |
| Résistance à l'étirement | Extra-forte |
| Couleur | Bleu |
| Condit. | Vendu par paire |