

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Stations d'exercices](#)

[Exercices physiques & Fitness](#) > [Tubes, bandes et stations d'exercices](#) > [Tubes d'exercices et accessoires](#)



Tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND®

Réf : 7500036

Marque : THERABAND®

Système de Trusted Progression™

Couleur	Résistance	Élongement 100%	Augmentation de la résistance
Marron	Maximale	14.2 lbs 6.5 kg	40%
Gris	Extrêmement Élevée	10.2 lbs 4.6 kg	40%
Noir	Élevée	7.3 lbs 3.3 kg	25%
Bleu	Extra Forte	5.9 lbs 2.6 kg	25%
Vert	Forte	4.6 lbs 2.1 kg	25%
Rouge	Moyenne	3.7 lbs 1.7 kg	25%
Jaune	Faible	3 lbs 1.3 kg	25%
Orange	Extra faible	2.4 lbs 1.1 kg	—

Description du produit

Les tubes élastiques de musculation avec crochets de fixation THERABAND sont vendus par paire.

Ces tubes élastiques de musculation sont compatibles avec la [station d'exercice murale](#), la [station d'exercice](#) et la [station de rééducation et de bien être THERABAND](#). Ils peuvent également être utilisés seuls pour les exercices que vous souhaitez.

Ces tubes élastiques de musculation sont vendus en différents niveaux de résistance et différentes longueurs :

- 30,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Vert / résistance forte
- 45,5 cm :
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne

- Vert / résistance forte
- Bleu / résistance extra forte
- 61 cm:
 - Jaune / résistance faible
 - Rouge / résistance moyenne
 - Bleu / résistance extra forte

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

Spécificités techniques

EAN	0087453216325
TVA	20 %
Taille	61 cm
Résistance à l'étirement	Moyenne
Couleur	Rouge
Condit.	Vendu par paire