



## Tabouret de douche ajustable avec bras

Réf : 091075118

### Description du produit

Ce tabouret de douche réglable a des poignées latérales pour fournir une sécurité supplémentaire à l'utilisateur. Réglables en hauteur les pieds sont équipés de caoutchouc non marquant pour assurer la stabilité et éviter les glissades.

### Spécificités techniques

EAN	5028318423859
TVA	20 %
Haut. Réglable mini-maxi	46.4 - 61.6 cm
Larg. entre accoudoirs	44.5 cm
Haut. Poignées	54.6 - 69.9 cm
Larg. Siège	39.4 cm
Profondeur d'assise	26 cm
Poids	4,3 kg
Poids maximum	190 kg

