



Électrodes Platinium Carrées - 5 x 5 cm - PALS®

Réf : 091362995

Description du produit

Ces électrodes pour kiné ont été conçues pour tout type d'application.

Les électrodes Platinium sont vendues par pack de 4.

Caractéristiques des électrodes platinium :

- Auto-adhésives
- Gel hypoallergénique doux pour la peau même après de multiples applications
- Excellente longévité et adhérence optimale
- Film de carbone conducteur qui délivre le courant de façon uniforme
- Doublure en tissu blanc
- Connecteur femelle moulé qui offre une connexion fiable au fil

Spécificités techniques

EAN	0856817005468
TVA	20 %
Dim (L x l)	Carré - 5 x 5 cm
Condit.	Paquet de 4

