



Tabouret de douche réglable en hauteur Days

Réf : 091357243

Marque : Days

Description du produit

Modulables, vous pouvez choisir votre modèle idéal avec ou sans accoudoirs, avec ou sans dossier. Le cadre est conçu avec une légère inclinaison vers l'avant pour aider l'utilisateur à se lever ou à s'asseoir plus facilement. Les pieds sont équipés en série de patins en caoutchouc antidérapants et ne laissant pas de traces au sol. Cela apporte encore plus de sécurité.

Destiné aux personnes âgées, en perte de mobilité ou aux personnes handicapées qui ont besoin d'une assistance supplémentaire lors du bain.

Spécificités techniques

EAN	5028319085063
TVA	20 %
Modèle	Tabouret avec accoudoirs et dossier rembourré
Haut. Siège	54 - 70 cm (à l'avant)
Larg. entre accoudoirs	46 cm (partie basse) 50 cm (partie haute)
Prof. Siège	28.5 cm

Larg. Totale	54.3 cm
Poids	7 kg
Poids maximum	190 kg
Top vente	Oui