

[Autonomie & vie quotidienne](#) > [Bain et douche](#) > [Chaises de douche](#)



Chaise de douche extra basse

Réf : 091074921

Description du produit

Ces tabourets de douche extra bas permettent aux utilisateurs plus petits de s'asseoir à une hauteur confortable. Idéal pour une utilisation à la maison, dans la cuisine, la salle de bain ou la douche. Les sièges moelleux et rembourrés sont légèrement inclinés vers l'avant pour permettre à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever plus facilement. Disponible avec un rembourrage en mousse PU moulée ou avec un rembourrage en mousse recouvert de vinyle.

Spécificités techniques

EAN	5028318412464
TVA	20 %
Modèle	En polyuréthane moulé
Empreinte au sol au plus haut	56.5 x 41 cm
Haut. Siège	40 - 55 cm
Larg. Siège	33 cm
Larg. entre accoudoirs	44.5 cm
Prof. Siège	28 cm

Poids maximum

140 kg