



## Ecran de douche PortaScreen™

Réf : 091077064



### Description du produit

#### Portable et facile à manipuler

Aide à protéger du jet de douche pendant que le soignant lave un patient. Les portes à charnières sont faciles à positionner pour offrir une protection maximale au soignant lors de la toilette du patient. L'écran de douche se replie à plat pour le rangement avec des poignées de transport très pratiques.

#### Protection contre les éclaboussures pour les soignants

Alternatives aux protections non amovibles, cette solution offre une adaptabilité non négligeable. Avec trois écrans floutés, le pare-douche aide à contenir les projections d'eau pour les soignants.

#### Plat pliable pour le stockage

Se replier à plat pour le rangement permet d'économiser de l'espace, ce qui facilite la manœuvre autour de la salle de bain pour les personnes à mobilité réduite. Le poids de l'écran de douche est de 8,5 kg, ce qui le rend léger et compact à transporter.

### Spécificités techniques

EAN	5028318401109
TVA	20 %
Dim. (L x h)	147.4 x 81.5 cm
Dim. replié	53 x 81.5 cm
Poids	8,5 kg