

Orthopédie sur-mesure et de série > Accessoires pour thermoformables > Jersey



## Jersey tubulaire Protouch™ Rolyan®

Réf: 081286186

Marque: Rolyan®

## **Description du produit**

- Manchon de jersey de coton/polyester à utiliser sous une orthèse et un plâtre
- Souple et doux au toucher pour le confort du patient
- Modérément élastique
- N'entrave pas la circulation
- Sans coutures

Spécificités techniques	
EAN	5028318367306
TVA	20 %
Dim.	5cm x 23m
Sans latex	Oui
Top vente	Oui