



## Bac chauffant Profond 56l Rolyan®

Réf : 091130509

Marque : Rolyan®

### Description du produit

**Le plus grand des formats en bac chauffants Rolyan.**

Disponible avec un couvercle à charnières ou à soulever, ce bac chauffant **d'une capacité de 58 litres** est l'outil indispensable aux orthésistes chevronnés.

Conçus en **acier inoxydable durable de la plus haute qualité**. La température de l'eau est contrôlée par un thermostat pour s'adapter aux besoins du praticien.

Des nouvelles poignées dissimulées permettent de **transporter facilement** le bac d'une pièce à l'autre.

**Caractéristiques du bac chauffant (220-240 Volts) :**

- Construction solide en acier inoxydable
- Le couvercle à charnières garantit que l'eau ne se déverse pas hors du bac chauffant (sauf réf. 091130541)
- Contrôle thermostatique avec élément chauffant dissimulé sous le plateau perforé
- Commutateur de verrouillage (l'interrupteur se met de lui-même sur la position arrêt lorsque l'appareil est débranché)
- Des poignées de saisie encastrées pratiques facilitent le transport du bac d'un lieu à l'autre
- Le logo bleu est apposé lorsque le bac chauffant bénéficie d'une finition anti-bactérienne (ions Ag+)
- Conformés à la : Directive Européenne "Basse tension" 2006/95/CE ; Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 89/336/CE
- Conformés aux Normes BS EN 61010:1 / BS EN 61010:2:010 / BS EN 61326
- 2 ans de garantie
- Prise Europe
- Couvercle en 2 parties
- Robinet de vidange
- Tuyau d'évacuation fourni (longueur 1 mètre)
- Puissance : 2500W

**Attention !** Ne jamais allumer l'appareil lorsqu'il est vide d'eau. Ne jamais placer le matériau thermoformable en

contact direct avec le fond de l'appareil. Il convient de toujours utiliser le plateau perforé ou la garniture de bac chauffant

## Spécificités techniques

EAN	5028318045488
TVA	20 %
Modèle	Couvercle à charnières
Dim. int. (L x l x h)	62 x 50 x 20cm
Dim. ext. (L x l x h)	66 x 55 x 29cm
Capacité	56 litres
Poids	18,3kg
Top vente	Oui