

[Orthopédie sur-mesure et de série](#) > [Accessoires pour thermoformables](#) > [Bacs chauffants et four à chaleur sèche](#)

[Orthopédie sur-mesure et de série](#) > [Accessoires pour thermoformables](#) > [Pistolets à air chaud](#)

## Pistolet à air chaud STEINEL HL1620S

Réf : 091555044



### Description du produit

**L'outil indispensable pour les retouches de vos orthèses thermoformées.**

Lors de la confection de vos orthèses thermoformées, le **pistolet à air chaud** est le compagnon qui ne vous quitte pas pour effectuer quelques retouches, activer la colle de vos VELCRO ou bien chauffer les bordures de vos orthèses pour les rendre plus lisses et confortables pour le patient.

**Caractéristiques du pistolet à air chaud :**

- Une puissance de 1600W
- Un débit d'air réglable sur 2 positions : 240 ou 450 l/min
- La température se règle elle aussi sur 2 niveaux : 300 à 500°C
- Revêtement Soft Grip ergonomique
- Fusible thermique
- Centre de gravité optimisé
- Fonctionnement manuel et stationnaire

### Spécificités techniques

|           |       |
|-----------|-------|
| TVA       | 20 %  |
| Poids     | 670 g |
| Top vente | Oui   |