



Orthèse de Capener - Attelle de doigt à long ressort - Sof-Stretch™ Rolyan®

Réf : 081304799

Marque : Rolyan®

Description du produit

- Des ressorts en spirale aident les articulations IPP et IPD à se mettre en extension
- Réduit la constriction du tendon fléchisseur, de la plaque palmaire et des tissus mous. Recommandée pour les limitations jusqu'à 45° qui donnent une impression de souplesse quand les doigts sont tendus
- Lavable à la main
- Séchage à l'air
- Pour déterminer la taille, tendre le doigt correspondant de la main non atteinte et mesurer la distance entre le pli palmaire distal et le milieu de la phalange distale

Spécificités techniques

EAN	5028318374847
TVA	5.5 %
LPPR	Code générique: 2144980 (30 € TTC), Code individuel: 7181252 (30 € TTC)
Taille	S - 7,6 cm longueur