



Kit Oval-8®

Réf : 091038363



Description du produit

- Orthèses de doigt solides en plastique transparent moulé de 1,6mm
 - Stabilisent et alignent l'articulation de l'IPP et de l'IPD afin d'améliorer la fonction de la main
 - Il est possible d'utiliser 2 orthèses Oval-8 pour le repos et le contrôle en immobilisant l'IPP ou l'IPD
 - Chaque orthèse Oval-8 complète tournée à 180° et additionnée d'une demi taille s'adapte aux fluctuations de l'œdème et à la température qui peut affecter la taille du doigt
 - La taille est déterminée en utilisant le guide de tailles
 - Peuvent être modifiées en chauffant avec un pistolet à air chaud
- **Le kit inclus** : Une valise de transport et un livre d'instructions (en anglais) ainsi que 32 orthèses de doigt Oval-8 (avec la majorité dans des tailles communes de 5 à 10) :
- Taille 2 x1
 - Taille 3 x1
 - Taille 4 x2
 - Taille 5 x3
 - Taille 6 x4
 - Taille 7 x4
 - Taille 8 x3
 - Taille 9 x4
 - Taille 10 x3
 - Taille 11 x2
 - Taille 13 x1
 - Taille 14 x2
 - Taille 15 x1

Indications : corrigent la déviation latérale, la déformation du col de cygne, le syndrome de la boutonnière, la blessure maillet du doigt

Spécificités techniques

EAN	5028318319053
-----	---------------

TVA	20 %
-----	------