



## Dynamomètre pneumatique

Réf : 091140409

### Description du produit

Ce dynamomètre médical mesure la force de la main lorsque la préhension est sévèrement affaiblie ou pour toutes autres incapacités en rapport avec l'effort de saisie. Il a l'avantage d'être léger et de s'utiliser lorsque la précision et la répétition sont nécessaires.

La poire la plus petite s'utilise avec des enfants et pour tester la fonction de pincement des muscles intrinsèques

#### Caractéristiques de ce dynamomètre médical pneumatique :

- La lecture maximum reste affichée jusqu'à la remise à zéro
- Echelle calibrée dans une unité d'énergie internationale (bars)
- Valise de transport avec instructions incluse
- La poire contient du latex naturel

### Spécificités techniques

EAN	5028318418572
TVA	20 %
Top vente	Oui