



## Test d'aptitude manuelle Roeder

Réf : 081297407

### Description du produit

- Mesure la vitesse et la dextérité des mouvements du bras, de la main, et des doigts
- S'utilise pour évaluer les aptitudes à un emploi
- Tablette en plastique solide, scindée en deux parties : le tri et le montage
- 4 compartiments servent à y ranger les rondelles, tiges, capuchons et écrous
- Barre en T pour test spécial, manuel d'instructions (disponible en français sur simple demande), normes, fiches d'évaluation, tiges et rondelles inclus
- Pièces de rechange disponibles (toutes sauf la barre en T)

### Spécificités techniques

EAN	5028318372300
TVA	20 %
Désign.	Test d'aptitude manuelle Roeder - Complet