

## Coussins d'équilibre - Stability Trainer THERABAND®

Réf : 091040344

Marque : THERABAND®



### Description du produit

Ces coussins de stabilité sont utilisés pour améliorer la motricité et l'équilibre et pour la rééducation du genou, du dos et des chevilles

Nous proposons 3 coussins d'équilibre de densités différentes permettant d'effectuer des exercices de niveaux progressifs :

- Le coussin de d'équilibre vert est ferme (mousse très compacte) et s'utilise pour les premiers niveaux d'exercices
- Le coussin de d'équilibre bleu est en mousse plus souple et introduit un niveau d'exercice plus élevé pour l'utilisateur
- Pour une difficulté maximum, utilisez le coussin d'équilibre noir gonflé d'air et extra souple. Ce coussin d'équilibre permet de bouger dans plusieurs directions. Une face est couverte de picots pour une stimulation sensorielle et les bords plus durs évitent une torsion des pieds pendant les exercices

[En savoir plus sur THERABAND Scientifiquement Prouvée, Performance Assurée.](#)

## Spécificités techniques

EAN	00087453233056
TVA	20 %
Couleur	Vert - mousse ferme
Niveau	Facile
Top vente	Oui