

Rééducation > Tables et mobiliers > Tables à langer  
Maintien A Domicile > Bain et douche > Chariots de douche / Tables de change  
Pédiatrie > Mobilier / Positionnement > Tables

## Table pédiatrique Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Colorée
- Sellerie : solidité et confort maximum. Revêtement PVC
- Très stable et robuste
- Quatre roulettes (avec de frein) assurant une excellente manoeuvrabilité
- Cadre haut (16cm du sol) permettant l'utilisation d'un lève-personnes
- Barrières latérales rembourrées
- Dégagement requis de 160cm pour manoeuvrer l'ensemble
- Garantie 2 ans
- Existe en deux versions : électrique et hydraulique
- La version électrique est livrée avec une poignée de commande

**TOP VENTE**

**Table pédiatrique Homecraft - 091158104**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318885664** • TVA : **20 %**  
Modèle : **Electrique** • Long. totale : **1m82 (abaissée)** •  
Larg. : **85cm (avec barrières latérales)** • Dim. (L x l) :  
**Sellerie 1m50 x 70cm** • Haut. mini-maxi : **44 - 86cm** •  
poids : **75kg** • poids maximum : **180kg**

Prise Europe

**2 565 € TTC**





## Table pédiatrique Homecraft - 091158096

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318885657** • TVA : **20 %**

Modèle : **Hydraulique** • Long. totale : **1m82 (abaissée)** •

Larg. : **85cm (avec barrières latérales)** • Dim. (L x l) :

**Sellerie 1m50 x 70cm** • Haut. mini-maxi : **44 - 86cm** •

poids : **75kg** • poids maximum : **180kg**

**2 766 € TTC**