

## Table pédiatrique Homecraft

Réf : 091158104

Marque : Homecraft



### Description du produit

- Colorée
- Sellerie : solidité et confort maximum. Revêtement PVC
- Très stable et robuste
- Quatre roulettes (avec de frein) assurant une excellente manoeuvrabilité
- Cadre haut (16cm du sol) permettant l'utilisation d'un lève-personnes
- Barrières latérales rembourrées
- Dégagement requis de 160cm pour manoeuvrer l'ensemble
- Garantie 2 ans
- Existe en deux versions : électrique et hydraulique
- La version électrique est livrée avec une poignée de commande

Prise Europe

### Spécificités techniques

EAN 5028318885664

TVA 20 %

Modèle Electrique

Long. totale 1m82 (abaissée)

Larg.	85cm (avec barrières latérales)
Dim. (L x l)	Sellerie 1m50 x 70cm
Haut. mini-maxi	44 - 86cm
Poids	75kg
Poids maximum	180kg
Top vente	Oui