

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

Siège de bain suspendu léger Homecraft

● disponible sous 10 jours



Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Cadre aluminium
- Siège en plastique
- Très léger
- Embouts antidérapants aux extrémités qui protègent les rebords de la baignoire et stabilisent le siège

**TOP
VENTE**

Siège de bain suspendu léger Homecraft - **091170737**

49 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318901722** • TVA : **20 %**

Dim. (L x l) Siège : **41 x 23cm** • Larg. Int. baignoire : **58 - 67cm** • Couleur : **Blanc** • Incréments : **1,3cm** • Long. totale : **73cm** • poids : **1,2kg** • poids maximum : **100kg**

