

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

## Siège de bain suspendu léger Homecraft

● disponible sous 10 jours



Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Cadre aluminium
- Siège en plastique
- Très léger
- Embouts antidérapants aux extrémités qui protègent les rebords de la baignoire et stabilisent le siège

**TOP  
VENTE**

### Siège de bain suspendu léger Homecraft - **091170737**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318901722** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Incréments : **1,3cm** • Dim. (L x l) Siège :  
**41 x 23cm** • Larg. Int. baignoire : **58 - 67cm** • Long. totale :  
**73cm** • poids : **1,2kg** • poids maximum : **100kg**

**41,50 € TTC**

