

Siège de bain Savannah™

Réf : 081124429



Description du produit

Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- En plastique et acier inoxydable
- Assise solide et confortable
- Lattes pour l'évacuation de l'eau
- Utilisation dans la baignoire / sous la douche
- Très stable - 4 ventouses

Spécificités techniques

EAN	5028318002375
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. (L x l x h)	45,5 x 29 x 15cm
Empreinte au sol	34,5 x 30cm
Poids	2,2kg

Poids maximum

190kg