

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

Siège de bain moulé Savannah™

● disponible sous 10 jours

Surélève la position assise dans la baignoire et facilite l'entrée / la sortie du bain. Souvent utilisé en complément d'une planche de bain, d'une barre d'appui ou d'un tapis antidérapant

- Matériau plastique polypropylène
- Solide
- Assise perforée
- Découpe partielle (facilite la toilette intime)
- Se commande assemblé (haut. fixe) ou sous forme de kit (réglable en hauteur)

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Siège de bain moulé Savannah™ - 091072792

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318002139** • TVA : **20 %**

Modèle : **Bas** • Haut. Siège : **15cm** • Dim. (L x l) Siège : **40 x**

24cm • Empreinte au sol (mesure au milieu des

ventouses) : **26,5 x 23,5cm** • Empreinte au sol (mesure à

l'ext. des ventouses) : **33 x 30cm** • Couleur : **Blanc** • poids :

790g • poids maximum : **190kg**

27 € TTC



Siège de bain moulé Savannah™ -
091072800

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318002177** • TVA : **20 %**

Modèle : **Haut** • Haut. Siège : **20cm** • Dim. (L x l) Siège : **40 x 24cm** • Empreinte au sol (mesure au milieu des ventouses) : **26,5 x 23,5cm** • Empreinte au sol (mesure à l'ext. des ventouses) : **33 x 30cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **865g** • poids maximum : **190kg**

31 € TTC



Siège de bain moulé Savannah™ -
091072818

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318002221** • TVA : **20 %**

Modèle : **Kit** • Haut. Siège : **15cm / 20cm** • Dim. (L x l) Siège : **40 x 24cm** • Empreinte au sol (mesure au milieu des ventouses) : **26,5 x 23,5cm** • Empreinte au sol (mesure à l'ext. des ventouses) : **33 x 30cm** • Couleur : **Blanc** • poids : **900g** • poids maximum : **190kg**

31 € TTC