

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain

Banc de transfert Comfy Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Extra-large pour faciliter les transferts
- Sécurisant
- Très confortable
- Assise rembourrée, divisée en deux sections
- Dossier capitonné
- Poignée d'aide au transfert latéral
- Cadre en aluminium solide et léger
- Dossier et poignée modulables pour un positionnement droite ou gauche
- Embout en plastique antidérapant à chaque extrémité des pieds

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP
VENTE**

Banc de transfert Comfy Homecraft - AA1594

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318008148** • TVA : **20 %**

Couleur : **Gris** • Dim. (L x l x h) : **70 x 40,5 x 43cm (assise)**

• Haut. : **Sol-siège 69cm maxi** • Dégagement depuis le sol :
58cm maxi • poids : **5,8kg** • poids maximum : **120kg**

129 € TTC

