



## Banc de transfert Comfy Homecraft

Réf : 091075662

Marque : Homecraft

### Description du produit

- Extra-large pour faciliter les transferts
- Sécurisant
- Très confortable
- Assise rembourrée, divisée en deux sections
- Dossier capitonné
- Poignée d'aide au transfert latéral
- Cadre en aluminium solide et léger
- Dossier et poignée modulables pour un positionnement droite ou gauche
- Embout en plastique antidérapant à chaque extrémité des pieds

### Spécificités techniques

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| EAN                | 5028318008148          |
| TVA                | 20 %                   |
| Prof. Totale       | 48 cm                  |
| Haut. Siège        | 55 à 69 cm             |
| Couleur            | Gris                   |
| Dim. (L x l) Siège | 40 x 40 cm (2 boudins) |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Larg. Totale             | 73 cm       |
| Haut. Totale             | 92 à 104 cm |
| Dégagement depuis le sol | 58 cm maxi  |
| Poids                    | 5,8 kg      |
| Poids maximum            | 120 kg      |
| Top vente                | Oui         |