

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de bain pivotants

## Siège de bain pivotant ajustable en largeur

● disponible sous 10 jours

- Le siège se place le plus près possible du côté accessible de la baignoire pour en faciliter l'accès
- Assise en plastique perforée
- Pièces métalliques en acier
- Embouts en plastique anti-glissement
- Levier de verrouillage côté droit du siège



### Siège de bain pivotant ajustable en largeur - **AA1282**

**448 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318398485** • TVA : **20 %**

Version : **Standard** • Larg. Int. baignoire : **43 - 70cm** •

Larg. : **Ext. baignoire 63,5 - 78,5cm** • Haut. Dossier :

**35,5cm** • Dim. (L x l) Siège : **44,5 x 40,5cm** • Dist. entre

accoudoirs : **48,5cm** • Haut. siège au-dessus baignoire :

**9cm** • Dist. entre 2 tubes latéraux : **45cm** • Couleur : **Blanc**

• poids : **6,5kg** • poids maximum : **127kg**

**Version standard**



## Siège de bain pivotant ajustable en largeur -

**091536549** **Nouveauté**

**449 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028319211790** • TVA : **20 %**

Version : **Renforcée XXL** • Larg. Int. baignoire : **43 - 70cm** •

Larg. : **Ext. baignoire 63,5 - 78,5cm** • Haut. Dossier :

**35,5cm** • Dim. (L x l) Siège : **44,5 x 40,5cm** • Dist. entre

accoudoirs : **48,5cm** • Haut. siège au-dessus baignoire :

**9cm** • Dist. entre 2 tubes latéraux : **45cm** • Couleur : **Blanc**

• poids : **7,5kg** • poids maximum : **160kg**

**Version renforcée XXL**