

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural

## Siège rembourré Tooting avec découpe frontale Homecraft

● disponible sous 10 jours



Les sièges Tooting sont très stables. Ils se rabattent contre le mur pour optimiser l'espace.

- Cadre solide en plastique, aluminium et acier
- Assise rembourrée de mousse confortable
- Découpe frontale qui facilite la toilette intime
- Pieds ajustables par système de clips (deux hauteurs)
- Embouts antidérapants à l'extrémité des pieds pour plus de sécurité



### Siège rembourré Tooting avec découpe frontale Homecraft - **AA1697**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318385676** • TVA : **20 %**

Couleur : **Gris** • Haut. mini - maxi : **Siège 48,5 - 59cm** •

Dim. (L x l) : **Siège 39 x 33cm** • poids : **4,8kg** • poids  
maximum : **159kg**

**129 € TTC**