



Siège de douche mural avec assise profilée - Days

Réf : 091171644

Marque : Days



Description du produit

Ce siège de douche mural possède des pieds rabattables et réglables en hauteur pour assurer la stabilité lors de la toilette. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ce siège de douche mural peut être rabattu contre le mur afin de gagner de l'espace.

Caractéristiques de ce siège de douche mural :

- Cadre en aluminium robuste
- Assise perforée en plastique
- Stable (pieds ajustables en hauteur)
- Bords surélevés
- Embouts en caoutchouc antidérapants à l'extrémité des pieds
- Poignées intégrées au siège
- Facile à nettoyer

Spécificités techniques

EAN	5028318902613
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. mini - maxi (L x l x h)	Siège 49 x 28 x 40 - 54 cm
Dist. depuis mur	38 cm
Dist. depuis mur replié	14,5 cm
Poids	4,6 kg
Poids maximum	160 kg
Top vente	Oui