

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural

Siège avec assise profilée Days

● disponible sous 10 jours



- Cadre en aluminium robuste
- Assise perforée en plastique
- Stable (pieds ajustables en hauteur)
- Se relève contre le mur pour un gain d'espace
- Bords surélevés
- Embouts en caoutchouc antidérapants à l'extrémité des pieds
- Poignées intégrées au siège

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Mode d'emploi : Siège assise profilée Days](#)

TOP VENTE

Siège avec assise profilée Days - 091171644

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318902613** • TVA : **20 %**
Couleur : **Blanc** • Dim. mini - maxi (L x l x h) : **Siège 49 x 28 x 40 - 54cm** • Dist. depuis mur : **38cm** • Dist. depuis mur replié : **14,5cm** • poids : **4,6kg** • poids maximum : **160kg**

79 € TTC

