

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural

Siège mural

● disponible sous 10 jours

- Très solide
- Cadre en aluminium
- Siège en plastique moulé

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation : Siège mural](#)

**TOP
VENTE**

Siège mural - **091174978**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318905942** • TVA : **20 %**

Modèle : **Standard** • Couleur : **Blanc** • Haut. mini - maxi

Siège : **48 x 56cm** • Dim. (L x l) Siège : **46 x 37cm** • Prof.

totale depuis mur ouvert : **42cm** • Prof. totale depuis mur

replié : **10cm** • Coussin rembourré (L x l) : • poids : **3,5kg** •

poids maximum : **160kg**

129 € TTC





Siège mural - 091175017

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318905980** • TVA : **20 %**

Modèle : **Rembourré** • Couleur : **Blanc** • Haut. mini - maxi

Siège : **52 x 60cm** • Dim. (L x l) Siège : **46 x 37cm** • Prof.

totale depuis mur ouvert : **42cm** • Prof. totale depuis mur

replié : **10cm** • Coussin rembourré (L x l) : **40 x 30cm** •

poids : **5kg** • poids maximum : **160kg**

139 € TTC

Version avec coussin de siège rembourré en mousse cellulaire