

Maintien A Domicile > Bain et douche > Sièges de douche mural

## Siège de douche rabattable

● disponible sous 10 jours

- Cadre en acier
- Siège en plastique moulé antibactérien
- 4 vis pour une fixation du siège en toute sécurité

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Notice d'utilisation](#)



### Siège de douche rabattable - AA1671

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318417117** • TVA : **20 %**

Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 42,5 x 28cm** •

Projection depuis mur quand ouvert : **37cm** • poids maximum : **125kg**

**156 € TTC**