

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

Tabouret Sherwood Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Stable et solide
- Cadre en acier
- Assise rembourrée et inclinée vers l'avant
- Pieds largement espacés avec embouts antidérapants
- Disponible en hauteur variable ou fixe, avec ou sans dossier et accoudoirs

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Tabouret Sherwood Homecraft - AA1502

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318150205 • TVA : 20 %

Modèle : **Fixe sans accoudoirs et sans dossier** •

Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : **43 x 47,5 cm** • Haut. : **Siège 61 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) :

• Empreinte au sol (au plus haut) : • poids : **3,6 kg** • poids maximum : **153 kg**

57 € TTC



Tabouret Sherwood Homecraft - AA1522

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318152209** • TVA : **20 %**

Modèle : **Ajustable en hauteur sans accoudoirs et sans dossier** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **4 kg** • poids maximum : **153 kg**

64 € TTC



Tabouret Sherwood Homecraft - AA1524

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318207930** • TVA : **20 %**

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs rembourrés et sans dossier** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **4,8 kg** • poids maximum : **153 kg**

88 € TTC



Tabouret Sherwood Homecraft - AA1534

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318153404** • TVA : **20 %**

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs non rembourrés et dossier non rembourré** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **5,4 kg** • poids maximum : **153 kg**

75 € TTC

**TOP
VENTE**

Tabouret Sherwood Homecraft - AA1536

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318153602** • TVA : **20 %**

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs**

rembourrés et dossier rembourré • Couleur : **Beige** • Dim.

(L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5**

cm • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** •

Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte

au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **5,9 kg** • poids

maximum : **153 kg**

103 € TTC

