

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

## Tabouret Sherwood Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Stable et solide
- Cadre en acier
- Assise rembourrée et inclinée vers l'avant
- Pieds largement espacés avec embouts antidérapants
- Disponible en hauteur variable ou fixe, avec ou sans dossier et accoudoirs

---

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)



Tabouret Sherwood Homecraft - **091074889**

**57 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318150205** • TVA : **20 %**

Modèle : **Fixe sans accoudoirs et sans dossier** •

Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist.

entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : **43 x 47,5**

**cm** • Haut. : **Siège 61 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) :

• Empreinte au sol (au plus haut) : • poids : **3,6 kg** • poids

maximum : **153 kg**



### Tabouret Sherwood Homecraft - 081305275

64 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318152209 • TVA : 20 %

Modèle : **Ajustable en hauteur sans accoudoirs et sans dossier** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **4 kg** • poids maximum : **153 kg**



### Tabouret Sherwood Homecraft - 081124452

88 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318207930 • TVA : 20 %

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs rembourrés et sans dossier** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **4,8 kg** • poids maximum : **153 kg**



### Tabouret Sherwood Homecraft - 081305283

75 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318153404 • TVA : 20 %

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs non rembourrés et dossier non rembourré** • Couleur : **Beige** • Dim. (L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5 cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** • Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **5,4 kg** • poids maximum : **153 kg**

**TOP  
VENTE**

## Tabouret Sherwood Homecraft - 081305291

**103 € TTC**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318153602** • TVA : **20 %**

Modèle : **Ajustable en hauteur avec accoudoirs**

**rembourrés et dossier rembourré** • Couleur : **Beige** • Dim.

(L x l) : **Siège 29,5 x 35,5 cm** • Dist. entre accoudoirs : **41,5**

**cm** • Empreinte au sol : • Haut. : **Siège 50 - 64,5 cm** •

Empreinte au sol (au plus bas) : **43 x 41,8 cm** • Empreinte

au sol (au plus haut) : **50,8 x 47 cm** • poids : **5,9 kg** • poids

maximum : **153 kg**

