



# Tabouret Sherwood Homecraft

**Réf :** 091074889

**Marque :** Homecraft

## Description du produit

- Stable et solide
- Cadre en acier
- Assise rembourrée et inclinée vers l'avant
- Pieds largement espacés avec embouts antidérapants
- Disponible en hauteur variable ou fixe, avec ou sans dossier et accoudoirs

## Spécificités techniques

EAN	5028318150205
TVA	20 %
Modèle	Fixe sans accoudoirs et sans dossier
Couleur	Beige
Dim. (L x l)	Siège 29,5 x 35,5 cm
Dist. entre accoudoirs	41,5 cm
Empreinte au sol	43 x 47,5 cm
Haut.	Siège 61 cm

Poids	3,6 kg
Poids maximum	153 kg