

Tabouret de douche Chester Homecraft

Réf : 081305333

Marque : Homecraft



Description du produit

Les pieds de ce tabouret de douche sont antidérapants et permettent une très bonne répartition du poids. Ce tabouret de douche robuste est doté d'un siège rembourré et d'une découpe à l'avant pour faciliter le nettoyage intime.

Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Solide
- Cadre acier
- Assise rembourrée avec découpe frontale
- Larges embouts en caoutchouc antidérapants

Spécificités techniques

EAN

5028318158003

TVA	20 %
Couleur	Blanc
Dim. (L x l)	Siège 33,5 x 29,5cm
Empreinte au sol	38cm ²
Haut.	47 - 62cm
Poids	3,9kg
Poids maximum	150kg
Top vente	Oui