

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

## Tabouret en aluminium Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Solide
- Léger
- Assise circulaire en plastique moulé
- Cadre en aluminium et acier
- Embouts antidérapants

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP  
VENTE**

### Tabouret en aluminium Homecraft - **LMAA1590**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318008131** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Ø assise : **34,3cm** • Dim. (L x l) : • Haut.  
mini - maxi : **Siège 40,5 - 51cm** • Larg. entre accoudoirs : •  
Empreinte au sol : • Dist. entre chaque pied : **45cm** • Larg.  
Totale : • Prof. Totale : • poids : **1,5kg** • poids maximum :  
**113kg**



Haut. réglable par incréments de 2,5cm

**43,50 € TTC**

TOP  
VENTE

## Tabouret en aluminium Homecraft - 081135342

47 € TTC

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318387892** • TVA : **20 %**

Couleur : **Blanc** • Ø assise : **34,3cm** • Dim. (L x l) : • Haut.

mini - maxi : **Siège 51 - 61cm** • Larg. entre accoudoirs : •

Empreinte au sol : • Dist. entre chaque pied : • Larg.

Totale : • Prof. Totale : • poids : **1,7kg** • poids maximum :

**113kg**



Haut. réglable par incréments de 2,5cm