



## Tabouret de douche avec siège profilé

Réf : 091075290

### Description du produit

Ce tabouret de douche possède un siège profilé qui est conçu pour procurer un plus grand confort à l'utilisateur. Les bords relevés du siège ont des poignées de préhension pour donner à l'utilisateur une confiance et une stabilité accrues. Pour un soutien supplémentaire, l'assise est disponible avec un dossier incurvé.

Avec un cadre en aluminium et un siège en plastique moulé, ce tabouret de douche est à la fois léger et résistant à la corrosion

#### Caractéristiques de ce tabouret de douche :

- Cadre aluminium léger et résistant
- Assise incurvée confortable en plastique moulé
- Rebords surélevés avec poignées incorporées
- Evacuation rapide de l'eau
- Réglable en hauteur

Avec dossier

### Spécificités techniques

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 5028318208012 |
|-----|---------------|

|     |      |
|-----|------|
| TVA | 20 % |
|-----|------|

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Modèle                          | Avec dossier      |
| Couleur                         | Blanc             |
| Dim. (L x l)                    | Siège 51 x 32cm   |
| Haut. mini - maxi               | Siège 40,5 - 51cm |
| Empreinte au sol (au plus bas)  | 44 x 45cm         |
| Haut. Totale                    | 84cm              |
| Empreinte au sol (au plus haut) | 49 x 49cm         |
| Poids                           | 3kg               |
| Poids maximum                   | 182kg             |