

Maintien A Domicile > Bain et douche > Tabourets de douche

## Tabouret avec siège profilé

● disponible sous 10 jours

- Cadre aluminium léger et résistant
- Assise incurvée confortable en plastique moulé
- Rebords surélevés avec poignées incorporées
- Evacuation rapide de l'eau
- Réglable en hauteur

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Manuel d'utilisation](#)



### Tabouret avec siège profilé - 091075282

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318945641 • TVA : 20 %

Modèle : **Sans dossier** • Couleur : **Blanc** • Dim. (L x l) :

**Siège 51 x 32cm** • Haut. mini - maxi : **Siège 40,5 - 51cm** •

Empreinte au sol (au plus bas) : **44 x 45cm** • Haut. Totale :

• Empreinte au sol (au plus haut) : **49 x 49cm** • poids : **2kg** •

poids maximum : **182kg**

**61 € TTC**



## Tabouret avec siège profilé - 091075290

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318208012** • TVA : **20 %**

Modèle : **Avec dossier** • Couleur : **Blanc** • Dim. (L x l) :

**Siège 51 x 32cm** • Haut. mini - maxi : **Siège 40,5 - 51cm** •

Empreinte au sol (au plus bas) : **44 x 45cm** • Haut. Totale :

**84cm** • Empreinte au sol (au plus haut) : **49 x 49cm** •

pois : **3kg** • poids maximum : **182kg**

**81 € TTC**

Avec dossier