

Maintien A Domicile > Bain et douche > Chaises et fauteuils de douche

Chaises de douche Harrogate Homecraft

● disponible sous 10 jours



- Confortables
- Siège en plastique profilé et perforé
- Cadre en acier
- quatre versions : fixe ou ajustable en hauteur, avec ou sans roulettes
- Embouts antidérapants
- Roulettes avec freins (Ø 7,5cm) pour les versions équipées

Pour en savoir plus sur ce produit...

[↓ Notice d'utilisation](#)



Chaises de douche Harrogate Homecraft - **AA1620**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318162000** • TVA : **20 %**

Désign. : **Chaise hauteur fixe sans roulettes** • Dim. (L x l)

Siège : **43 x 40cm** • Haut. Siège : **51cm** • Haut. Accoudoir :

22,5cm • Dist. entre accoudoirs : **56cm** • Empreinte au sol :

50,8 x 57,2cm • poids : **6,8kg** • poids maximum : **165kg**

115 € TTC



Chaises de douche Harrogate Homecraft - AA1630

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318163007 • TVA : 20 %

Désign. : **Chaise hauteur ajustable sans roulettes** • Dim. (L x l) Sièges : **43 x 40cm** • Haut. Siège : **48,5 - 66cm** • Haut.

Accoudoir : **22,5cm** • Dist. entre accoudoirs : **56cm** •

Empreinte au sol : **50,8 x 57,2cm** • poids : **7,8kg** • poids maximum : **165kg**

115 € TTC

TOP
VENTE

Chaises de douche Harrogate Homecraft - AA1640

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318164004 • TVA : 5.5 %

Désign. : **Chaise hauteur fixe avec roulettes** • Dim. (L x l)

Siège : **43 x 40cm** • Haut. Siège : **44cm** • Haut. Accoudoir :

22,5cm • Dist. entre accoudoirs : **56cm** • Empreinte au sol :

50,8 x 57,2cm • poids : **8,8kg** • poids maximum : **165kg**



147 € TTC

TOP
VENTE

Chaises de douche Harrogate Homecraft - AA1645

● disponible sous 10 jours

EAN : 5028318205486 • TVA : 5.5 %

Désign. : **Chaise hauteur ajustable avec roulettes** • Dim.

(L x l) Sièges : **43 x 40cm** • Haut. Siège : **48,5 - 57cm** • Haut.

Accoudoir : **22,5cm** • Dist. entre accoudoirs : **56cm** •

Empreinte au sol : **50,8 x 57,2cm** • poids : **9kg** • poids maximum : **165kg**



128 € TTC