



## Chaise de douche à roulettes Dura-Tilt

Réf : 081172295

### Description du produit

La chaise de douche Dura-Tilt est en plastique PVC durable et facile à nettoyer. La conception inclinable peut être utilisée comme chaise percée lorsque le seau de toilette est fixé. Un simple bouton-poussoir permet aux soignants d'incliner le fauteuil pour positionner en toute sécurité et confortablement les personnes qui ont tendance à se pencher, à glisser vers l'avant ou qui ont des problèmes de contrôle du tronc.

Cette chaise de douche est facile à pousser et à pivoter grâce aux très grandes roulettes pivotantes à blocage.

#### Caractéristiques de cette chaise de douche :

- Sûre et très confortable
- Cadre en PVC
- Quatre positions d'inclinaison par bouton poussoir : 100°, 115°, 130°, 145°
- Roulettes avec frein
- Facile à manoeuvrer
- Assise rembourrée avec découpe frontale
- Ceinture de sécurité et seau inclus
- Support de tête (ref. 652502) à commander séparément
- Facile à nettoyer
- Tous les tissus de la chaise de douche (en maille de nylon) sont amovibles et peuvent être lavés à la main ou à la machine à l'eau froide (Pas de séchage à la machine)

### Spécificités techniques

EAN	5028318258413
TVA	20 %
Désign.	Chaise de douche Dura-Tilt
Couleur	Blanc
Haut. Dossier	90cm
Dim. (L x l) Siège	42 x 43cm
Larg. Totale	58cm
Long. totale	161,1cm (chaise inclinée)
Dist. entre accoudoirs	46cm
Poids	27,5kg
Poids maximum	91kg