

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

## Bac à shampoing EZ

● disponible sous 10 jours

- En vinyle robuste
- Conception anti-débordements
- Sécurisant et confortable
- Léger et compact - Transport et rangement faciles
- Soutient la nuque et les épaules
- Appui-tête intégré inclus
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)

**Pour en savoir plus sur ce produit...**

↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP VENTE**

**Bac à shampoing EZ - 091078161**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318009558** • TVA : **20 %**  
Couleur : **Blanc** • Dim. (L x l x h) : **60 x 50 x 15cm (gonflé)**  
• Larg. découpe pour nuque : **15,8cm** • poids : **680g**

**36 € TTC**

**LATÉX**

