

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

Bac à shampoing EZ

● disponible sous 10 jours

- En vinyle robuste
- Conception anti-débordements
- Sécurisant et confortable
- Léger et compact - Transport et rangement faciles
- Soutient la nuque et les épaules
- Appui-tête intégré inclus
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)

TOP VENTE

Bac à shampoing EZ - AA1874

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318009558** • TVA : **20 %**
Couleur : **Blanc** • Dim. (L x l x h) : **60 x 50 x 15cm (gonflé)**
• Larg. découpe pour nuque : **15,8cm** • poids : **680g**

36 € TTC

LATÉX

