

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

## Bac à shampoing Homecraft

● disponible sous 10 jours



- PVC robuste
- Gonflage à la bouche ou avec une pompe à air (non fournie)
- Idéal pour les utilisations au lit
- Soutient confortablement la tête et le cou
- Tuyau de drainage souple à sens unique avec un bouchon à l'extrémité

Pour en savoir plus sur ce produit...

↓ [Notice d'utilisation](#)

**TOP VENTE**

**Bac à shampoing Homecraft - AA1873**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318009541** • TVA : **20 %**  
Couleur : **Beige** • Long. : **95 cm (Tuyau de vidange)** • Dim. (L x l x h) : **66 x 61 x 15cm (gonflé)** • Larg. découpe pour nuque : **13cm** • poids : **725g**

**26 € TTC**

