



## Bac à shampoing rigide EZ

Réf : 091078203

### Description du produit

Confortable plateau en plastique à hauts rebords (modèle unique) permettant de laver les cheveux au dessus d'un lavabo tout en évitant les débordements.

Ce **bac à shampoing rigide** est facile à utiliser. Il repose confortablement sur les épaules pour faciliter le shampoing en position verticale. Ce bac à shampoing rigide EZ comporte une bordure en caoutchouc flexible unique qui entoure le plateau et l'ouverture du cou pour offrir un **confort supérieur et éviter les glissements**.

S'adapte à la plupart des chaises ou fauteuils roulants. Une sangle de 88,9 cm de long vient se positionner autour des avant bras de l'utilisateur pour stabiliser le plateau.

Ce bac à shampoing évite les flexions gênantes pour les personnes à mobilité réduite et **réduit les tensions dorsales** pour le soignant.

#### Caractéristiques de ce bac à shampoing rigide EZ :

- Compact
- Plastique résistant et léger
- Bords relevés
- Contours incurvés pour soutenir la nuque
- Une sangle à positionner sur les avant bras pour plus de stabilité
- Se place sur une chaise ou un fauteuil roulant

## Spécificités techniques

EAN	5028318208548
TVA	20 %
Couleur	Blanc
Ouverture (L x l)	15 (large) x 11.5 (prof) cm
Dim. (L x l)	33 x 44,5 cm
Poids	550 g
Sans latex	Oui
Top vente	Oui