

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

Bac à shampoing rigide Homecraft

● disponible sous 10 jours



- En plastique
- La sangle à attache boucles et crochets se place autour du cou
- Repose sur le lavabo ou la baignoire

**TOP
VENTE**

Bac à shampoing rigide Homecraft - **AA1871**

● disponible sous 10 jours

EAN : **5028318009510** • TVA : **20 %**

Couleur : **Beige** • Larg. : **21,5cm** • Haut. Totale : **5cm** •
poids : **175g**

31 € TTC

