

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

Bac à shampoing rigide Homecraft

● disponible sous 10 jours



- En plastique
- La sangle à attache boucles et crochets se place autour du cou
- Repose sur le lavabo ou la baignoire

TOP VENTE

Bac à shampoing rigide Homecraft - 091078138

● disponible sous 10 jours
EAN : **5028318009510** • TVA : **20 %**
Couleur : **Beige** • Larg. : **21,5cm** • Haut. Totale : **5cm** • poids : **175g**

29,90 € TTC

