

Maintien A Domicile > Bain et douche > Bacs à shampoing

## Bac à shampoing rigide Homecraft

● disponible sous 10 jours



- En plastique
- La sangle à attache boucles et crochets se place autour du cou
- Repose sur le lavabo ou la baignoire

**TOP VENTE**

**Bac à shampoing rigide Homecraft - AA1871**

● disponible sous 10 jours  
EAN : **5028318009510** • TVA : **20 %**  
Couleur : **Beige** • Larg. : **21,5cm** • Haut. Totale : **5cm** • poids : **175g**

**31 € TTC**

